



## Calcetín Compresión Ligera

Máximo confort y suavidad en los calcetines terapéuticos de Compresión Ligera.

### CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- **Compresión en tobillo de 15-20 mmHg con un gradiente de compresión adecuado** que mejora el flujo sanguíneo en problemas venosos incipientes.
- **Confortables** durante todo el día porque han sido elaborados con fibras suaves y duraderas.
- **Tejidos con costuras planas en los dedos** lo que hace que no molesten las punteras.
- **Textura suave y agradable en contacto con la piel.**
- **Alta elasticidad a lo largo y a lo ancho** lo que facilita su colocación y mejora la comodidad de uso.
- Disponibles en **color marrón y negro**
- **Lavables**

### INDICACIONES

Pesadez de piernas con ligero dolor e hinchazón.  
Problemas ligeros de varices.  
Prevención en aquellas personas con alto riesgo de probabilidades de desarrollar la patología.  
En viajes de larga duración (+ 4 horas) en los que haya inmovilización de las extremidades inferiores. Sobre todo avión o autobús.

### COMPOSICIÓN

Poliamida: 55%  
Algodón: 33%  
Elastano: 12%

### INSTRUCCIONES DE USO

1. Introducir el brazo en el calcetín, coger el talón y dar la vuelta.
2. Abrir la puntera con los pulgares de ambas manos, calzar hasta el empeine y colocar el talón correctamente.
3. Tomar el calcetín firmemente por debajo del borde superior y subir lentamente.
4. Hacer subir el calcetín empujando el pliegue formado sobre el empeine y el talón hasta sobrepasar éste.
5. Repetir la operación del punto 4. hasta que el calcetín ajuste perfectamente.
6. Elimine las arrugas tirando con cuidado hacia arriba.
7. Extender usando ambas manos y realizando un suave masaje, hasta que el calcetín esté libre de arrugas.

Deben retirarse por la noche y colocar por la mañana sin presencia de edema.

#### MODO DE LAVADO

Usar detergente para ropa delicada y a una temperatura máxima de 40°C.

No blanquear.

Aclarar bien y secar al aire sin escurrir, ni utilizar secadora.

No planchar.

#### CLASE CE

I, no estéril

#### CADUCIDAD

5 años

#### TABLA DE TALLAS

Talla	Punto B	Punto C
PP	20-23 cm	30-34 cm
P	22-25 cm	33-43 cm
M	24-27 cm	36-46 cm
G	26-29 cm	39-49 cm

#### PRESENTACIÓN

Calcetines:

Color	Talla PP	Talla P	Talla M	Talla G
Negro	384149.8	384206.8	384834.3	384891.6
Marrón	385310.1	385500.6	385674.4	387548.6

División BSN Medical  
Smith & Nephew, S.A.  
Fructuós Gelabert, 2-4, 08970 Sant Joan Despí (Barcelona)

Tel. Atención cliente: 902 30 31 66

Fax. Atención cliente: 902 30 31 70