

## COBAN 2

### Vendaje compresivo multicapa

Referencia: .....2094



#### DESCRIPCIÓN

El vendaje compresivo multicapa Coban 2 es un sistema utilizado para conseguir una compresión mantenida para el tratamiento de las úlceras venosas de las extremidades inferiores y procesos relacionados.

El sistema de vendaje compresivo Coban 2 está formado por dos rollos de venda. Después de su aplicación, las vendas interna y externa se cohesionan una a la otra, reduciendo el deslizamiento entre ambas mientras están colocadas. Este vendaje compresivo es de un solo uso y puede mantenerse hasta siete días.

#### COMPOSICIÓN

La venda interna de confort de 10 cm. de ancho consiste en una lámina de espuma de poliuretano adherida a una lámina cohesiva. Tiene una longitud 2,7 metros.

La capa externa de compresión es una venda cohesiva elástica de 10 cm. de ancho y de corto estiramiento, de 3,5 metros longitud que alcanza 4,7 metros con máximo estiramiento.

No contienen látex

#### VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Mayor capacidad para adaptarse al contorno de la gran mayoría de las piernas con edema, con un único tamaño de venda, gracias a la capa interna de confort.
- Mayor permanencia una vez aplicada, ya que la venda interna no se desliza sobre la piel y se cohesionan con la venda de compresión externa.
- Facilidad de manejo y consistencia de la compresión obtenida en diferentes aplicaciones.
- Muy ligera y confortable, que permite incluso usar calzado normal, con lo que aumenta el cumplimiento del tratamiento.

#### INDICACIONES

El sistema de vendaje compresivo 3M Coban2 está indicado en el tratamiento de las úlceras venosas de las extremidades inferiores y procesos relacionados.

#### CONTRAINDICACIONES

Ninguna conocida.

**PRECAUCIONES**

El vendaje compresivo Coban 2 debe ser utilizado únicamente bajo la supervisión de un profesional sanitario cualificado. Aquellos pacientes que presenten insuficiencia arterial, insuficiencia cardiaca descompensada o diabetes con patología microvascular avanzada pudieran no tolerar la compresión.

Es importante confirmar la existencia de un adecuado flujo sanguíneo arterial antes de la aplicación del vendaje compresivo Coban 2. Si se sospecha de la existencia de una insuficiencia arterial, se debe confirmar mediante el índice tobillo-brazo (ITB). Si el índice resulta inferior a 0.8, no debe aplicarse el vendaje compresivo Coban 2.

En pacientes diabéticos, el sistema compresivo 3M Coban2 debe aplicarse con cautela debido a la posible patología microvascular.

**ADVERTENCIAS**

Un vendaje demasiado apretado puede dificultar la circulación. Si se observan cambios de coloración, dolor, pérdida de sensibilidad, hinchazón, pinchazos u otros cambios sensoriales se debe retirar inmediatamente el vendaje compresivo y ponerse en contacto con el profesional sanitario que le atiende.

**INSTRUCCIONES DE USO**

Aplicar la capa interna de confort colocando la espuma en contacto con la piel, utilizando justo la tensión necesaria para adaptarla a la forma de la pierna, desde las base de los dedos hasta la rodilla con varias vueltas en círculo con el mínimo solapamiento entre ellas.

A continuación, se aplica la capa de compresión con la máxima elongación. Para una compresión reducida, debe aplicarse con un estiramiento inferior. Continuar enrollando la pierna hacia arriba con un solapamiento del 50% cubriendo completamente la capa interna de confort. y manteniendo una tensión constante a lo largo de todo el proceso de vendaje.

**ALMACENAMIENTO**

Almacenar a temperatura ambiente. Evitar calor y humedad excesivos.

**ENVASADO**

Ref. 3M	Presentación	Envase
2094	Caja con 1 sistema de vendaje de compresión multicapa de 2 capas	Embalaje con 8 sistemas de compresión de 2 capas

**CUMPLIMIENTO CON NORMATIVAS**

*Marcado CE en conformidad con RD 1591/2009*

**INFORMACIÓN GENERAL**

Dpto. Curación de Heridas  
**3M** España, S.A.  
 Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25  
 28027 Madrid



[www.3M.com/es](http://www.3M.com/es)