

Kohrsolin® FF



Spec.-No.: BODE-15
 Departamento: RA LHSA
 Fecha: 05/11/09
 Página: 1 de 4

1. Descripción general del producto

Kohrsolin® FF es un limpiador desinfectante, sin formaldehído, para la desinfección rápida de superficies.

Propiedades del producto:

- Buena tolerancia por parte de los materiales
- Muy buena capacidad de limpieza
- Respetuoso con el medio ambiente gracias a su ajustada fórmula
- Bajas concentraciones de uso
- Bactericida, levuricida, tuberculicida, virucida contra virus con envoltura (incluyendo VHB, VIH, VHC), virucida, SARS, Calicivirus felino, MNV y rotavirus.

Kohrsolin® FF lleva la marca CE de acuerdo con la Directiva 93/42/CEE y el Real Decreto RD 414/96 para productos sanitarios. El producto está clasificado como producto sanitario clase IIa.

2. Aplicación/ Indicación

Kohrsolin® FF es adecuado para la limpieza desinfectante de superficies de productos sanitarios, por ejemplo:

- Para equipamiento médico
- En hospitales y residencias

3. Instrucciones de uso

Kohrsolin® FF se vende concentrado. Humedecer completamente los productos sanitarios y las superficies lavables (por ejemplo suelos) con una adecuada cantidad de solución. Aclarar bien con agua.

Se debe evitar el contacto con productos a base de aldehídos y de aminas. Por consiguiente (especialmente si antes se ha usado un producto con base de aminas) se debe llevar a cabo un lavado intermedio antes de usar Kohrsolin® FF por primera vez.

4. Dosificación

Bactericida/ Levuricida ⁽¹⁾		
- condiciones de limpieza	2.5 ml/l	0.25 %–4 h
	5.0 ml/l	0.5 %–1 h



- condiciones de suciedad	10.0 ml/l	1.0 % – 30 min
	10.0 ml/l	1.0 % – 15 min
	5.0 ml/l	0.5 % – 4h
	7.5 ml/l	0.75 % – 1h
	10.0 ml/l	1.0 % – 30 min
	15.0 ml/l	1.5 % – 15 min
Tuberculicida ⁽²⁾	15.0 ml/l	1.5 % – 1 h
	30.0 ml/l	3.0 % – 30 min
Virucida frente a virus con envoltura (incluyendo VHB, VIH, VHC)	5.0 ml/l	0.5 % – 5min
Virucida	20.0 ml/l	2.0 % – 2 h
	40.0 ml/l	4.0 % – 1 h
SARS	5.0 ml/l	0.5 % – 30 min
Adenovirus	2.5 ml/l	0.25 % – 15 min
Calicivirus felino ⁽³⁾	– sin carga orgánica	
	5.0 ml/l	0.5 % – 30 min
	10.0 ml/l	1.0 % – 15 min
	– con carga orgánica	
	5.0 ml/l	0.5 % – 2 h
	10.0 ml/l	1.0 % – 30 min
MNV ⁽³⁾	– condiciones de limpieza	
	5.0 ml/l	0.5 % – 30 min
	10.0 ml/l	1.0 % – 15 min
	– condiciones de suciedad	
	10.0 ml/l	1.0 % – 30 min
Poliovirus	7.5 ml/l	0.75 % – 1 h
	10.0 ml/l	1.0 % – 15 min
Rotavirus	5.0 ml/l	0.5 % – 5min
Desinfecciones de bañeras	20.0 ml/l	2.0 % – 3min

1) De acuerdo con los nuevos métodos estándar; con acción mecánica

2) *M. terrae*

3) Sustituto para norovirus

5. Compatibilidad con los materiales

Las soluciones de Kohrsolin® FF ha sido testadas en los siguientes materiales:

- Metales: acero inoxidable (V2A), aluminio, cobre, latón.

Kohrsolin[®] FF



Spec.-No.: BODE-15
Departamento: RA LHSA
Fecha: 05/11/09
Página: 3 de 4

- Plásticos: acrílico-butadieno-estireno, polietileno, polipropileno, poliestireno, poliuretano, PVC, caucho, látex, Makrolon[®], vidrio acrílico.

Cuando se usa según las instrucciones (procedimiento de fregado en húmedo) no se producen daños en el material.

6. Presentaciones

	Código Hartmann	Código BODE
Kohrsolin [®] FF 40 ml	9804280	9753820
Kohrsolin [®] FF 5 litros	9804310	9753860

7. Características del producto

Datos generales	Forma: líquido
	Color: amarillento
	Olor: característico
Punto de inflamación:	71 °C
Densidad a 20°C	1.01 g/cm ³
Valor pH	3
Solubilidad en agua:	soluble

8. Composición

- glutaral 50 mg/g
- cloruro de bencil-C12-18-alkyldimetilamonio 30 mg/g
- cloruro de didecildimetilamonio 30 mg/g

9. Aspectos de seguridad

▪ Primeros auxilios:

- **Instrucciones generales:** eliminar inmediatamente toda prenda ensuciada con el producto.
- **En caso de inhalación del producto:** suministrar aire fresco y consultar con un médico.
- **En caso de contacto con la piel:** lavar enseguida con agua y jabón, enjuagando bien. Visitar al médico si existe escozor continuado en la piel.
- **En caso de contacto con los ojos:** enjuagar los ojos bajo agua corriente durante varios minutos. Avisar inmediatamente al médico.

Kohrsolin[®] FF



Spec.-No.: BODE-15
Departamento: RA LHSA
Fecha: 05/11/09
Página: 4 de 4

- **En caso de ingestión:** enjuagar la boca y beber mucha agua. Solicitar asistencia médica inmediatamente.

Irrita la piel y las mucosas. Produce fuertes irritaciones con el riesgo de perjudicar seriamente los ojos. Posible sensibilización al aspirarse y al contacto con la piel.

Instrucciones adicionales toxicológicas: nocivo e irritante.

10. Etiquetado

Número de lote con código de 6 dígitos.

Fecha de caducidad:

Ejemplo: 09.2011
 Mes Año

Caducidad: 4 años

11. Acondicionamiento

- Kohrsolin[®] FF 40 ml Acondicionado en sobres conteniendo 40 ml, y éstos empaquetados en cajas dispensadoras
- Kohrsolin[®] FF 5 litros Empaquetado en caja de transporte