

Ficha técnica

PROFORE[◊], sistema de compresión multicapa



Características

- Eficacia clínicamente probada y coste efectivo
- Compresión sostenida
- Compresión gradual
- Cambios semanales
- Cómodo
- Disponible en diferentes tamaños
- Contiene látex

Descripción

PROFORE[◊] es un sistema de compresión multicapa. Se presenta en cuatro kits diferentes dependiendo de la circunferencia del tobillo. Cada kit incorpora un juego de vendas y un apósito de contacto de viscosa que permite el libre paso del exudado. Dependiendo de la circunferencia del tobillo cada kit incorpora unas vendas determinadas.

Indicaciones

El Sistema de Vendaje de Compresión Multicapa ha sido específicamente desarrollado para el tratamiento de las úlceras venosas y patología asociada.

Características técnicas

Peso:

PROFORE WCL: 150 mín. (gm^{-2})
 PROFORE #1: 95-125 mín. (gm^{-2})
 PROFORE #2: 80 mín. (gm^{-2})
 PROFORE #3: 80 mín. en tensión (gm^{-2})
 PROFORE #4: 50 mín. en tensión (gm^{-2})
 PROFORE 1+1: 95 mín. (gm^{-2})

Longitud:

PROFORE #1: 2.7 nominal
 PROFORE #2: 4.5 mín. (en tensión)
 PROFORE #3: 6 o 8.5 mín. (en tensión)
 PROFORE #4: 6.3, 4.8 y 4.5 mín. (en tensión)
 PROFORE #1+1: 300cm mín. (en tensión)

Estiramiento:

PROFORE #3: 150% mín.
 PROFORE #4: 100 – 160%
 PROFORE #1+1: 85% mín. tensión
 4% factor mín.
 35% extensión mín.

Instrucciones de uso

1. Medir la circunferencia del tobillo para aplicar el Kit correspondiente según medida obtenida (tobillos menores a 18 cm, tobillos de 18 a 25 cm, tobillos de 25 a 30 cm y tobillos mayores a 30 cm).
2. Lavar y secar la zona antes de la aplicación del sistema
3. Colocar el apósito (PROFORE WCL) que incorpora el kit sobre la lesión.
4. Colocar la primera capa (PROFORE#1) desde los dedos de los pies hasta debajo de la rodilla, utilizando una técnica espiral sencilla y sobreponer el 50%. No aplicar tensión.
5. Colocar la segunda capa (PROFORE#2) desde la base de los dedos del pie hasta la rodilla, sobre PROFORE#1, utilizando una técnica sencilla de espiral, sobreponiéndolo un 50%. Para fijar el vendaje, utilizar esparadrapo.
6. Colocar la tercera capa (PROFORE#3) desde la base de los dedos del pie hasta la rodilla, utilizando una técnica de ocho al 50% de su extensión. Utilizar la línea amarilla central como guía. Para fijar el vendaje utilizar esparadrapo.
7. Colocar la cuarta capa (PROFORE#4) desde la punta del pie hasta la rodilla utilizando una técnica en espiral con una extensión del 50%. Aplicar una ligera presión para asegurarse que el vendaje se adhiere.

Composición

PROFORE WCL: Apósito de 14 x 20cm de viscosa.
 PROFORE#1: Vendaje de acolchado ortopédico de tejido no tejido de viscosa rayón 100%.
 PROFORE#2: Vendaje de crepé de baja compresión, de algodón y conformable.
 PROFORE#3: Vendaje elástico de baja compresión, (tipo 3a) compuesto por algodón, rayón e hilos elásticos.

PROFORE[◊], sistema de compresión multicapa

PROFORE#4: Vendaje flexible, cohesivo, realizado con una mezcla de fibras de nylon e hilos elásticos y con un componente de caucho cohesivo natural con el fin de obtener propiedades cohesivas. Contiene látex.

PROFORE#1+1: Vendaje de elevada compresión compuesto por viscosa/algodón incorporando hilos elásticos. El vendaje es de color crudo con un hilo central amarillo e hilos elastoméricos.

PROFORE<18cm: 1 apósito
2 PROFORE#1
1 PROFORE#2
1 PROFORE#3
1 PROFORE#4

PROFORE 18 – 25cm: 1 apósito
1 PROFORE#1
1 PROFORE#2
1 PROFORE#3
1 PROFORE#4

PROFORE 25 – 30cm: 1 apósito
1 PROFORE#1
1 PROFORE#4
1 PROFORE#1+1

PROFORE>30cm: 1 apósito
1 PROFORE#1
1 PROFORE#3
1 PROFORE#1+1
1 PROFORE#4

Esterilización

Esterilizado con Óxido de Etileno (Farmacopea Británica 1988 –Apéndice XVIII) – Métodos de esterilización.

Almacenaje

Mantenerlo lejos de la luz, en un lugar seco y a temperatura inferior a 25°C.

No utilizar el contenido si los envases están abiertos o deteriorados.

Caducidad

3 años

Clase CE

IIb, estéril

Fabricante

Smith & Nephew Medical Limited
P.O. Box 81 Hessle Road
Hull HU 2BN - United Kingdom

Presentación

Código de producto	Presentación	Unidades / envase	Envases / embalaje	Unidad mínima de venta	Código EAN-13
66000015	< 18cm	Caja / 8	8	8 unidades	5000223414061
66000016	18 a 25cm	Caja / 8	8	8 unidades	5000223415129
66000017	25 a 30cm	Caja / 8	8	8 unidades	5000223414078
66000018	>30cm	Caja / 8	8	8 unidades	5000223414085
7111	TRICOTEX [◊] (PROFORE WCL)	Caja / 50	10	1 unidad	5000223418014

Curación de Heridas

Smith & Nephew, S.A.

Fructuós Gelabert, 2-4, 08970 Sant Joan Despí (Barcelona)

Tel. Atención Cliente: 902 30 31 60

Fax. Atención cliente: 902 30 31 70

EducaciónAWM@smith-nephew.com

www.smith-nephew.com

◊ Marca registrada de Smith & Nephew