

MoliMed® for men protect



Spec.-No.: D 3.2423b
Departamento: SM-SPE
Fecha: 01.09.2005
Página: 1 de 3

1. Descripción general del producto

MOLIMED® FOR MEN PROTECT es un absorbente de incontinencia especialmente diseñado para la anatomía masculina. Contiene capa Dry Plus y núcleo superabsorbente. Neutraliza los olores. Dispone de un recubrimiento completo de non woven, y de una cubierta exterior de tejido transpirable. Incorpora un nuevo sistema de protección total. Proporciona una óptima seguridad, gracias a su alta capacidad de absorción y capacidad de retención de orina, y garantiza protección contra el retorno de humedad. La forma anatómica en V proporciona un confortable ajuste.

MOLIMED® FOR MEN PROTECT lleva el marcado CE de acuerdo con la directiva EU 93/42/EEC para productos sanitarios. El producto está clasificado como clase I, no estéril.

2. Aplicaciones / Indicaciones

Está indicado para pacientes varones, en caso de incontinencia ligera de orina.

3. Presentaciones

MOLIMED® FOR MEN PROTECT

4. Características del producto


Capa protectora de la piel	Film de nonwoven laminado, air active
Núcleo absorbente	100% pulpa de celulosa, blanqueada sin cloro, pulpa de celulosa con polímero superabsorbente
Capa distribuidora	Curled fiber, blanco
Adhesivo	Hotmelt
Nonwoven	Polipropileno hidrofílico, blanco
Barreras	Polipropileno hidrofóbico, blanco
Elásticos	Elásticos para las barreras
Tirita adhesiva	Papel siliconado

MoliMed® for men protect



Spec.-No.: D 3.2423b
 Departamento: SM-SPE
 Fecha: 01.09.2005
 Página: 2 de 3

5. Dimensiones del producto



Dimensiones (mm)		MoliMed for men protect
Longitud total	A	345 ± 12
Anchura total de la zona abdominal	B	180 ± 6
Longitud del cuerpo absorbente	C	307 ± 12
Anchura del cuerpo absorbente en la zona abdominal	D	152 ± 10

MoliMed® for men protect



Spec.-No.: D 3.2423b
 Departamento: SM-SPE
 Fecha: 01.09.2005
 Página: 3 de 3

6. Requerimientos del producto

Características	MoliMed for men protect
Peso total (g)	22,9 min. 19,9
Peso del polímero superabsorbente (g)	3,2 min. 2,6
Peso de la pulpa (g)	12,0 min. 10,4
Test de centrifugado (g)	110 min. 70

7. Etiquetado

Número de lote con código de 9 dígitos:

Ejemplo:

5	066	XXXXX
año	día de producción	código para uso interno

8. Acondicionamiento

MOLIMED® FOR MEN PROTECT se presenta en bolsas de polietileno. Éstas se envasan en caja de transporte de cartón según normas EN, y se empaquetan en Europallets.