

## MoliMed® Ultra Micro



Spec.-No.: D 3.2422  
Departamento: SM-SPE  
Fecha: 01.09.2005  
Página: 1 de 3

### **1. Descripción general del producto**

MoliMed® Ultra Micro es un absorbente de incontinencia fino, con forma anatómica. Dispone de un recubrimiento completo de non woven. Proporciona una óptima seguridad, gracias a su alta capacidad de absorción y capacidad de retención de orina, y garantiza una óptima protección contra el retorno de humedad. Es especialmente confortable y discreto; se fija fácilmente en las prendas interiores mediante una tira adhesiva.

MoliMed® Ultra Micro lleva el marcado CE de acuerdo con la directiva EU 93/42/EEC para productos sanitarios. El producto está clasificado como clase I, no estéril.

### **2. Aplicaciones / Indicaciones**

Está indicado para su uso en incontinencia ligera de orina, como protección tras cirugía vaginal o como absorbente postparto.

### **3. Presentaciones**

MoliMed® Ultra Micro

### **4. Características del producto**

Capa protectora de la piel	Film de non woven laminado, transpirable
Núcleo absorbente	100% pulpa de celulosa, blanqueada sin cloro, con polímero superabsorbente
Capa distribuidora	Mezcla de celulosa, blanca
Adhesivo	Hotmelt
Non woven	Polipropileno hidrofílico
Tira adhesiva	Papel siliconado


## MoliMed® Ultra Micro



Spec.-No.: D 3.2422  
 Departamento: SM-SPE  
 Fecha: 01.09.2005  
 Página: 2 de 3

### 5. Dimensiones del producto

#### MoliMed® Ultra Micro



Dimensiones (mm)		MoliMed Premium Micro
Longitud total	A	185
Anchura total	B	80
Longitud total, cuerpo absorbente	D	45
Anchura total, cuerpo absorbente	C	155

## MoliMed® Ultra Micro



Spec.-No.: D 3.2422  
 Departamento: SM-SPE  
 Fecha: 01.09.2005  
 Página: 3 de 3

### 6. Requerimientos del producto

Características	MoliMed® Ultra Micro
Peso total (g)	4,4 mín. 4,0
Peso del polímero superabsorbente (g)	2,6 mín. 2,2
Test de centrifugado (g)	26 mín. 24
Retorno de humedad (g)	máx. 0,04

### 7. Etiquetado

Número de lote con código de 14 dígitos:

Ejemplo:

1	066	X	X	XXXXXX	XX
Año	Día de Producción	Línea	Trabajo	Fecha	Estrato

### 8. Acondicionamiento

MoliMed® Ultra Micro se presentan en bolsas de polietileno. Éstas se envasan en caja de transporte de cartón según normas DIN, y se empaquetan en Europallets.