



## Medias y pantys de compresión normal

### CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Soporte elástico, de **larga extensibilidad** y **alta tensión** (presión de reposo)
- **Garantizan la compresión adecuada** y **correcto gradiente de presión** de distal a proximal
- **Confortables** durante todo el día porque han sido elaboradas con fibras suaves y duraderas y **tejidas con costuras lisas y planas**
- Deben **retirarse por la noche** y colocar por la mañana sin presencia de edema
- **Tejido de micromalla (Micromesh)** de gran resistencia
- Diseño **con talón** para una correcta colocación
- **Talón y puntera reforzada** para mayor resistencia
- **Cinturilla aplicada** para mayor sujeción
- Disponibles en **gran variedad de colores, tallas y modelos** (media corta / larga, panty, premamá y calibrato)
- **Media corta / larga: cinta ancha (antipresión)**, no se cae ni se dobla
- **Panty: faja reforzada con pieza** para mayor adaptabilidad
- **Premamá: faja reforzada con pieza especialmente ancha** y cómoda
- **Calibrato: faja reforzada con dos piezas**, más ancha y cómoda
- **Lavables**
- **Financiado con Visado de Inspección**

### MECANISMO DE ACCIÓN

Aumento de la velocidad del flujo sanguíneo al disminuir el diámetro de la luz venosa y aproximación de las válvulas venosas.

Disminución progresiva del gradiente de presión de distal a proximal.

Se recomienda una adecuada elección de la talla para su correcto funcionamiento.

### COMPOSICIÓN

**Media corta / Media larga / Panty / Premamá / Calibrato:**

Poliamida 77%  
Elastan 23%

### INDICACIONES

- Problemas de varices moderadas
- Postoperatorio de varices
- Tendencia moderada al edema
- Tromboflebitis superficial
- Problemas de varices en el embarazo

### INSTRUCCIONES DE USO

1. Introducir el brazo en la media, coger el talón y dar la vuelta.
2. Abrir la puntera con los pulgares de ambas manos, calzar hasta el empeine y colocar el talón correctamente.
3. Tomar la media firmemente por debajo del borde superior y subir lentamente.
4. Hacer subir la media empujando el pliegue formado sobre el empeine y el talón hasta sobrepasar éste.
5. Repetir la operación del punto 4. hasta que la media ajuste perfectamente.
6. Elimine las arrugas tirando con cuidado hacia arriba.
7. Extender usando ambas manos y realizando un suave masaje, hasta que la media esté libre de arrugas.

Deben retirarse por la noche y colocar por la mañana sin presencia de edema.

**MODO DE LAVADO**

Usar detergente para ropa delicada y a una temperatura máxima de 30°C.  
No blanquear.  
Aclarar bien y secar al aire sin escurrir, ni utilizar secadora.  
No planchar.

**CLASE CE**

I, no estéril

**CADUCIDAD**

5 años

**ALMACENAJE**

Mantenerlo lejos de la luz, en un lugar seco y a temperatura inferior a 25°C.

Distribuido por:

**Smith & Nephew, S.A.**

División BSN/Rehab  
Fructuós Gelabert, 2-4  
08970 Sant Joan Despí (Barcelona)

Tel. Atención Cliente:  
93 373 73 14; 93 373 71 14  
93 373 74 14; 93 373 71 65

Fax. Atención cliente:  
93 373 72 65; 93 373 76 03

e-mail: [informacion@smith-nephew.com](mailto:informacion@smith-nephew.com)  
Empresa certificada según UNE EN ISO 9001:2000


**TABLA DE TALLAS**

	Punto B	Punto C	Punto F	Punto K	K calibrato y premamá
2	20-21 cm	33-34 cm	46-48 cm	hasta 115 cm	hasta 135 cm
3	23-23 cm	35-36 cm	49-51 cm	hasta 120 cm	hasta 140 cm
4	24-25 cm	37-38 cm	52-54 cm	hasta 125 cm	hasta 145 cm
5	26-27 cm	39-40 cm	55-57 cm	hasta 130 cm	hasta 150 cm
6	28-29 cm	41-42 cm	58-60 cm	hasta 135 cm	hasta 155 cm

**PRESENTACIÓN**
**Media corta:**

Código de producto	Medidas	Color	Unidad mínima de venta	Unidades / envase	Código EAN-13
73201-09051-02	Talla 2	Beige claro	1 par	1 par	8411359001099
73201-09056-02	Talla 3	Beige claro	1 par	1 par	8411359001143
73201-09061-02	Talla 4	Beige claro	1 par	1 par	8411359001198
73201-09066-02	Talla 5	Beige claro	1 par	1 par	8411359001242
73201-09071-02	Talla 6	Beige claro	1 par	1 par	8411359001280
73201-09000-02	Talla 2	Negro	1 par	1 par	8411359000092
73201-09003-02	Talla 3	Negro	1 par	1 par	8411359000115
73201-09006-02	Talla 4	Negro	1 par	1 par	8411359000139
73201-09009-02	Talla 5	Negro	1 par	1 par	8411359000153
73201-09012-02	Talla 6	Negro	1 par	1 par	8411359000177

**Media larga:**

Código de producto	Medidas	Color	Unidad mínima de venta	Unidades / envase	Código EAN-13
73201-09052-02	Talla 2	Beige claro	1 unidad	1 par	8411359001105
73201-09057-02	Talla 3	Beige claro	1 unidad	1 par	8411359001150
73201-09062-02	Talla 4	Beige claro	1 unidad	1 par	8411359001204
73201-09067-02	Talla 5	Beige claro	1 unidad	1 par	8411359001259
73201-09072-02	Talla 6	Beige claro	1 unidad	1 par	8411359001297

Esp. Técnica: 9100021 / 9100016 /  
9100063 / 9116049 /  
9100096 / 9100225  
Catálogo: AA001721  
Prospecto

**Panty:**

Código de producto	Medidas	Color	Unidad mínima de venta	Unidades / envase	Código EAN-13
73201-09053-02	Talla 2	Beige claro	1 unidad	1	8411359001112
73201-09058-02	Talla 3	Beige claro	1 unidad	1	8411359001167
73201-09063-02	Talla 4	Beige claro	1 unidad	1	8411359001211
73201-09068-02	Talla 5	Beige claro	1 unidad	1	8411359001266
73201-09073-02	Talla 6	Beige claro	1 unidad	1	8411359001303
73201-09015-02	Talla 2	Blanco	1 unidad	1	8411359000320
73201-09017-02	Talla 3	Blanco	1 unidad	1	8411359000344
73201-09019-02	Talla 4	Blanco	1 unidad	1	8411359000368
73201-09021-02	Talla 5	Blanco	1 unidad	1	8411359000382
73201-09023-02	Talla 6	Blanco	1 unidad	1	8411359000405
73201-09001-02	Talla 2	Negro	1 unidad	1	8411359000108
73201-09004-02	Talla 3	Negro	1 unidad	1	8411359000122
73201-09007-02	Talla 4	Negro	1 unidad	1	8411359000146
73201-09010-02	Talla 5	Negro	1 unidad	1	8411359000160
73201-09013-02	Talla 6	Negro	1 unidad	1	8411359000184
73201-09024-02	Talla 2	Sable	1 unidad	1	8411359000498
73201-09025-02	Talla 3	Sable	1 unidad	1	8411359000504
73201-09026-02	Talla 4	Sable	1 unidad	1	8411359000511
73201-09027-02	Talla 5	Sable	1 unidad	1	8411359000528
73201-09035-02	Talla 2	Fumé	1 unidad	1	8411359000689
73201-09037-02	Talla 3	Fumé	1 unidad	1	8411359000702
73201-09039-02	Talla 4	Fumé	1 unidad	1	8411359000726
73201-09041-02	Talla 5	Fumé	1 unidad	1	8411359000740
73201-09046-02	Talla 2	Moka	1 unidad	1	8411359000887
73201-09047-02	Talla 3	Moka	1 unidad	1	8411359000894
73201-09048-02	Talla 4	Moka	1 unidad	1	8411359000900
73201-09049-02	Talla 5	Moka	1 unidad	1	8411359000917

**Premamá:**

Código de producto	Medidas	Color	Unidad mínima de venta	Unidades / envase	Código EAN-13
73201-09054-02	Talla 2	Beige claro	1 unidad	1	8411359001129
73201-09059-02	Talla 3	Beige claro	1 unidad	1	8411359001174
73201-09064-02	Talla 4	Beige claro	1 unidad	1	8411359001228
73201-09069-02	Talla 5	Beige claro	1 unidad	1	8411359001273

**Calibrato:**

Código de producto	Medidas	Color	Unidad mínima de venta	Unidades / envase	Código EAN-13
73201-09055-02	Talla 2	Beige claro	1 unidad	1	8411359001136
73201-09060-02	Talla 3	Beige claro	1 unidad	1	8411359001181
73201-09065-02	Talla 4	Beige claro	1 unidad	1	8411359001235
73201-09070-02	Talla 5	Beige claro	1 unidad	1	8411359004830
73201-09002-02	Talla 2	Negro	1 unidad	1	8411359004793
73201-09005-02	Talla 3	Negro	1 unidad	1	8411359004809
73201-09008-02	Talla 4	Negro	1 unidad	1	8411359004816
73201-09011-02	Talla 5	Negro	1 unidad	1	8411359004823

Esp. Técnica: 9100021 / 9100016 /  
9100063 / 9116049 /  
9100096 / 9100225  
Catálogo: AA001721  
Prospecto