

## INSTRUNET® SURFA' SAFE

### Indicaciones

Espuma detergente desinfectante destinada a la limpieza y desinfección de equipos y productos sanitarios.

### Eficacias microbiológicas

Bactericida, activo frente a *Mycobacterium tuberculosis*. Fungicida. Activo frente a HIV-1, VHB, VHC, rotavirus, Herpes virus, Calcivirus felino, Influenzavirus H<sub>5</sub>N<sub>1</sub> y H<sub>1</sub>N<sub>1</sub>.

### Composición

Cloruro de didecildimetilamonio, clorhidrato de polihexametileno biguanida, agentes tensioactivos, espumante, dispersante, secuestrante y excipientes.

### Modo de empleo

Aplicar la espuma detergente-desinfectante sobre la superficie. Repartir la espuma con un paño limpio sobre la superficie a tratar. Dejar secar. No enjuagar, excepto si la superficie es susceptible de estar en contacto con mucosas, después de un contacto mínimo de 5 minutos.

### Precauciones

Información disponible en la ficha de datos de seguridad y en la etiqueta.

### Presentación

Caja de 12 frascos de 750 ml.



**CE**  
**0459**